

Anti-Mre11 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - P49959

Artikelnummer: CM0005448

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MRE11 (P49959), validiert für WB, ELISA und ChIP. Reagiert mit Human und Maus. Entscheidend für die Forschung zur Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRE11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4361
Gen-ID	4361
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem MRE11 (P49959) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, CHIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P49959
Protein-Gewicht	81kDa
Versand	Eistasche