


Anti-Mre11 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49959

Artikelnummer: CM0024673



Einführung

Kaninchen-polklonales Antikörper gegen humanes MRE11, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt MRE11 (81 kDa) in humanen und murinen Proben. Ideal für Forschung zu DNA-Reparatur und Telomeren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRE11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ATLD; HNGS1; MRE11A; MRE11B; MRE11
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4361
GenID	4361
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-302 von humanem MRE11 (NP_005582.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49959
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel