


Anti-Mrgprx1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Lb2

Artikelnummer: CM0016201



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-MRGPRX1-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes MRGPRX1 (36 kDa), kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Juckreiz- und Schmerzmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRGPRX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPCR, MGRG2, MRGX1, SNSR4, MRGPRX1
Spezies	Mensch
Gen-ID	259249 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 263-322 von humanem MRGPRX1 (NP_671732.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96LB2
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel