

Anti-Mri1 Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Bv20

Artikelnummer: CM0014314



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRI1 (M1Pi/MTNA/MRDI) für Western Blot und ELISA. Erkennt ein Band bei ~39 kDa; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zum Methioninstoffwechsel und zur Zellinvasion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRI1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	M1Pi; MRDI; MTNA; Ypr118w; MRI1
Spezies	Human
GeneID (Human)	84245
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-369 von humanem MRI1 (NP_001026897.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV20
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche