


Anti-Mrm3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc36

Artikelnummer: CM0027873



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRM3 (rRNA-Methyltransferase 3, mitochondrial), entwickelt für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Nützlich für die Erforschung der mitochondrialen rRNA-Methylierung und verwandter regulatorischer Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RMTL1; RNMTL1; MRM3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	55178
GeneID	55178
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-420 von humanem MRM3 (NP_060616.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HC36
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eistasche