


Anti-Mrp1/Abcc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P33527

Artikelnummer: CM0004809



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes MRP1/ABCC1 (Multidrug resistance-associated protein 1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Molekulargewicht: 172 kDa. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRP1/ABCC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRP; ABCC; GS-X; MRP1; ABC29; DFNA77; MRP1/ABCC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4363
GenID	4363
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-304 von humanem MRP1/ABCC1 (NP_004987.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33527
Proteingewicht	172kDa
Versand	Eisbeutel