


Anti-Mrp1/Abcc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33527

Artikelnummer: CM0013791



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MRP1/ABCC1 gerichtet ist, ein 172 kDa Multidrug-Resistenz-assoziiertes Protein. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Arzneimittelresistenz und ABC-Transporter-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRP1/ABCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRP, ABCC, GS-X, MRP1, ABC29, DFNA77, MRP1/ABCC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4363
GenID	4363
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 850-960 von humanem MRP1/ABCC1 (NP_004987.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33527
Proteingewicht	172kDa
Versand	Eisbeutel