


Anti-Mrp2/Abcc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92887

Artikelnummer: CM0027080



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen menschliches MRP2/ABCC2 gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Multidrug-Resistenz und hepatobiliärem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRP2/ABCC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DJS; MRP2; cMRP; ABC30; CMOAT; MRP2/ABCC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1244
Gen-ID	1244
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 180-315 von menschlichem MRP2/ABCC2 (NP_000383.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92887
Proteingewicht	174kDa
Versand	Eisbeutel