

Anti-Mrp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - O15438

Artikelnummer: CM0019020



Einführung

Hochwertiger Anti-MRP3-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für IF-P und ELISA. Erkennt humanes MRP3 (ABCC3, 169 kDa), einen ABC-Transporter, der an Multidrug-Resistenz, Gallensäuretransport und hepatischem Export beteiligt ist. Ideal für Leber- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLP2, MRP3, ABC31, MOAT-D, cMOAT2, EST90757, ABCC3
Spezies	Human
Gen-ID	8714
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 855-954 von humanem MRP3 entspricht (NP_003777.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15438
Proteingewicht	169kDa
Versand	Eistasche