

Anti-Mrp4/Abcc4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15439

Artikelnummer: CM0023904



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen MRP4/ABCC4, einen Multidrug-Resistenz-Transporter. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung von Arzneimittelresistenz, zellulärer Signalübertragung und Transportmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MRP4/ABCC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Spezies	Mensch
GenID	10257
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1067-1325 von menschlichem MRP4/ABCC4 (NP_005836.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15439
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Eisbeutel