

Anti-Mrp4/Abcc4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - O15439

Artikelnummer: CM0005127



Einführung

KD-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes MRP4/ABCC4 (multidrug resistance-associated protein 4). Ideal für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt ein 150kDa Protein; Immunogen umfasst die C-terminale Region (aa 1067-1325). Geeignet für die Forschung zu Drugtransport und Resistenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] MRP4/ABCC4 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; C4
Spezies	Human
GeneID (Human)	10257
GeneID	10257
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1067-1325 von humanem MRP4/ABCC4 (NP_005836.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O15439
Proteingewicht	150kDa
Versand	Eistasche