

Anti-Mrp4/Abcc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15439

Artikelnummer: CM0020306



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ATP-binding cassette sub-family C member 4 (ABCC4/MRP4), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Arzneimittelresistenz, Transport und zellulären Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRP4/ABCC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRP4; MOATB; MOAT-B; MRP4/ABCC4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10257
GeneID	10257
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1067-1325 von humanem MRP4/ABCC4 (NP_005836.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15439
Proteingewicht	150kDa
Versand	Eistasche