


Anti-Mrpl11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3B7

Artikelnummer: CM0027484



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das mitochondriale Ribosomenprotein MRPL11 (L11mt). Validiert für WB und ELISA, reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung an mitochondrialen Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	L11MT; CGI-113; MRP-L11; MRPL11
Art	Mensch
GenID	65003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-192 des menschlichen MRPL11 (NP_057134.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3B7
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel