


Anti-Mrpl12 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P52815

Artikelnummer: CM0005312



Einführung

Hochspezifischer Anti-MRPL12 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-MRPL12, ein mitochondriales ribosomales Protein, das an Translation und Transkription beteiligt ist. Ideal für mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34
Spezies	Human
GeneID	6182 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 46-198 des humanen MRPL12 (NP_002940.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52815
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel