


Anti-Mrpl12 Kaninchen Pab Für Wb - P52815

Artikelnummer: CM0025591



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPL12, ein mitochondriales Ribosomenprotein, das an Translation und Transkriptionsaktivierung beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	5c5-2; L12mt; MRPL7; RPML12; MRPL7/L12; MRP-L31/34; MRPL12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6182
GenID	6182
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-198 von humanem MRPL12 (NP_002940.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52815
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel