


Anti-Mrpl13 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Artikelnummer: CM0029865



Einführung

MRPL13 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu mitochondrialen Ribosomen, Analyse der Proteinexpressions und Immunhistochemie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL13 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; MRPL13
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	28998
GeneID	28998
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-178 des menschlichen MRPL13 (NP_054797.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYD1
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel