


Anti-Mrpl13-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Artikelnummer: CM0019641



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-MRPL13-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielstruktur ist das mitochondriale ribosomale Protein L13, 20 kDa. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Funktion und Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] MRPL13-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRPL13; L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; mitochondriales ribosomales Protein L13
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	28998
GeneID	28998
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 70-178 des humanen MRPL13 (NP_054797.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYD1
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku