

Anti-Mrpl15 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P015

Artikelnummer: CM0019422



Einführung

MRPL15 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-MRPL15. Ideal für Studien zu mitochondrialen Ribosomen und Analysen der Proteinexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRPL15; HSPC145; L15mt; MRP-L15; MRP-L7; RPML7; mitochondriales Ribosomprotein L15
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	29088
GeneID	29088
Immunogen	Synthetisches Peptid, ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 197-296 von humanem MRPL15 (NP_054894.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P015
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel