


Anti-Mrpl16 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nx20

Artikelnummer: CM0023716



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes MRPL16, ein mitochondriales Ribosomenprotein. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu mitochondrialen Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	L16mt; uL16m; MRP-L16; PNAS-111; MRPL16
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54948
GenID	54948
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MRPL16 (NP_060310.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NX20
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel