


Anti-Mrpl18 Polyclonale Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q9H0U6

Artikelnummer: CM0019998



Einführung

MRPL18 Kaninchen Polyclonale Antikörper validiert für Western Blot (WB), IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines MRPL18, ein 21 kDa mitochondriales Ribosomenprotein, das am Import von 5S rRNA beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL18 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	L18mt; HSPC071; MRP-L18; MRPL18
Art	Mensch
GenID	29074
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-92 von menschlichem MRPL18 (NP_054880.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H0U6
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel