


Anti-Mrpl18 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q9Cql5

Artikelnummer: CM0024328



Einführung

Anti-Mrpl18 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, zielt auf mitochondriales ribosomales Protein L18 (MRP-L18) ab. Kreuzreagiert mit humanem und murinem Mrpl18 und unterstützt Studien zu mitochondrialen Ribosomen und RNA-Import.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mrpl18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSPC071; MRP-L18; I010001C05Rik; Mrpl18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29074
Gen-ID	67681
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 42-180 von murinem Mrpl18 (NP_080586.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9CQL5
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel