


Anti-Mrpl20 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9BYC9

Artikelnummer: CM0021619



Einführung

Anti-MRPL20 polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Struktur der mitochondrialen Ribosomen und der Proteinsynthese. SWISS: Q9BYC9.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MRPL20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L20mt; bL20m; MRP-L20; MRPL20
Spezies	Mensch
Gen-ID	55052 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-149 von humanem MRPL20 (NP_060441.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYC9
Proteinmasse	17kDa
Versand	Eisbeutel