

Anti-Mrpl21 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Artikelnummer: CM0004294



Einführung

Hochspezifischer kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen MRPL21, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Proteintranslation und Ribosomenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] MRPL21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	L21mt; bL21m; MRP-L21
Art	Mensch
Gen-ID	219927
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-140 von humanem MRPL21 (NP_852615.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z2W9
Proteinmasse	13kDa/22kDa
Versand	Eisbeutel