


Anti-Mrpl21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z2W9

Artikelnummer: CM0019764



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane mitochondriale Ribosomenprotein MRPL21 (bL21m). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt eine Bande bei ~22 kDa. Validiert für die Forschung an mitochondrialer Translation und Ribosomenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRPL21; L21mt; MRP-L21; mitochondriales Ribosomenprotein L21
Spezies	Mensch
GenID	219927
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-140 von humanem MRPL21 (NP_852615.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q7Z2W9
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel