

Anti-Mrpl23 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16540

Artikelnummer: CM0023900



Einführung

Hochwertiger Anti-MRPL23 Kaninchen-polyclonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf mitochondriales Ribosomprotein L23 (~18 kDa) ab, für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6150
Gen-ID	6150
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-153 von menschlichem MRPL23 (NP_066957.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16540
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eisbeutel