


Anti-Mrpl24 Poliklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96A35

Artikelnummer: CM0026160



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen das humane mitochondriale Ribosomenprotein MRPL24. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ein Werkzeug für Studien zu mitochondrialen Ribosomen und Proteinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL24 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	L24mt; MRP-L18; MRP-L24; MRPL24
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79590
GenID	79590
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-216 von humanem MRPL24 (NP_078816.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96A35
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eispackung