

Anti-Mrpl27 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0M9

Artikelnummer: CM0021973



Einführung

KD-validierter anti-MRPL27 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes MRPL27, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zur mitochondrialen Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MRPL27 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L27mt; MRPL27
Spezies	Mensch
GenID	51264 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 49-148 von humanem MRPL27 (NP_057588.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P0M9
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel