

Monoklonaler Anti-Mrpl28-Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q13084

Artikelnummer: CM0003680



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen MRPL28 (bL28m, p15, MAAT1). Validiert für WB, IP, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialen Ribosomen und Tumorantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL28 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p15; MAAT1; MRPL28
Spezies	Mensch
Gen-ID	10573
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MRPL28 (NP_006419.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13084
Proteinmasse	30kDa
Versand	Eisbeutel