

Anti-Mrpl28 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13084

Artikelnummer: CM0028710



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-MRPL28 polyklonaler Antikörper, validiert für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA in menschlichen und Rattenproben. Ideal für Studien zu mitochondrialen Ribosomen und Melanom-assoziierten Antigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MRPL28 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p15; MAAT1; MRPL28
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10573
GenID	10573
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-256 des menschlichen MRPL28 (NP_006419.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13084
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel