


Anti-Mrpl3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P09001

Artikelnummer: CM0024175



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane mitochondriale ribosomale Protein L3 (MRPL3). Geeignet für Western Blotting und ELISA; in humanen Proben validiert. Ideal für die Erforschung mitochondrialer Ribosomen und der Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRPL3; COXPD9; MRL3; RPML3; mitochondriales ribosomales Protein L3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11222
Gen-ID	11222
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 249-348 des humanen MRPL3 (NP_009139.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09001
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel