


Anti-Mrpl32 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byc8

Artikelnummer: CM0016931



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPL32, ein mitochondriales ribosomales Protein, das für die mitoribosomale Proteinsynthese essentiell ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für mitochondriale Forschung und Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L32mt; HSPC283; MRP-L32; bMRP-59b; MRPL32
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64983
Gen-ID	64983
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-188 von humanem MRPL32 (NP_114109.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BYC8
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel