

Anti-Mrpl33 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - O75394

Artikelnummer: CM0020174



Einführung

MRPL33 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Zielt auf das humane mitochondriale ribosomale Protein L33 (bL33m), eine Komponente der großen 39S-Untereinheit. Geeignet für die mitochondriale Translations- und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MRPL33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L33mt; bL33m; C2orf1; RPL33L; MRP-L33; MRPL33
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9553
Gen-ID	9553
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-65 von humanem MRPL33 (NP_004882.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75394
Proteingewicht	7kDa
Versand	Eisbeutel