

Anti-Mrpl36 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9P0J6

Artikelnummer: CM0023535



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MRPL36 (bL36m), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung mitochondrialer Ribosomen und Proteinbiosynthese-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL36 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RPMJ, BRIP1, L36mt, bL36m, PRPL36, MRP-L36
Spezies	Mensch
GeneID	64979
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 39-103 von humanem MRPL36 (NP_115868.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P0J6
Protein-Gewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel