

Anti-Mrpl38 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Dv4

Artikelnummer: CM0021478



Einführung

Hochwertiger anti-MRPL38 Kaninchen-polyclonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-MRPL38, ein Protein der mitochondrialen großen ribosomalen Untereinheit. Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation und Proteinexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MRPL38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	L38MT; RPML3; MRP-L3; HSPC262; MRP-L38; MRPL38
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64978
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96DV4
Proteinmasse	45kDa
Versand	Eisbeutel