


Anti-Mrpl39 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9Nyk5

Artikelnummer: CM0014379



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für MRPL39, ein Protein der großen ribosomalen Untereinheit der Mitochondrien. Validiert für WB- und ELISA-Analysen in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL39 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L5mt; L39mt; MRPL5; RPML5; MRP-L5; PRED22; PRED66; MSTP003; C21orf92; MRPL39
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54148
Gen-ID	54148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 39-338 von menschlichem MRPL39 (NP_059142.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYK5
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel