


Anti-Mrpl40 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nq50

Artikelnummer: CM0021409



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPL40 (mL40, mitochondriales ribosomales Protein L40). Geeignet für WB, ELISA. Erkennt endogenes MRPL40 bei ~24 kDa. In humanen Proben für die mitochondriale Forschung validiert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL40 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	URIM; L40mt; NLVCF; MRPL22; MRP-L22; MRP-L40; MRPL40
Spezies	Human
GeneID (Human)	64976
GeneID	64976
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 45-206 des humanen MRPL40 (NP_003767.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NQ50
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eistasche