


Anti-Mrpl42-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y6G3

Artikelnummer: CM0018455



Einführung

Anti-MRPL42-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Erkennt das mitochondriale ribosomale Protein L42 (17 kDa). Ideal für die mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL42-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	L31MT; L42MT; S32MT; MRPL31; MRPS32; PTD007; RPML31; HSPC204; MRP-L31; MRP-L42; MRP-S32; MRPL42
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	28977
GeneID	28977
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-142 des humanen MRPL42 (NP_054769.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6G3
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku