


## Anti-Mrpl43 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8N983

Artikelnummer: CM0019073



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MRPL43, ein mitochondriales Ribosomenprotein, gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MRPL43 Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | L43mt; MRP-L43; bMRP36a; MRPL43                                                                                                 |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 84545                                                                                                                           |
| GenID             | 84545                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-155 von humanem MRPL43 (NP_789762.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q8N983                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 23kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |