


Anti-Mrpl46 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Eqi8

Artikelnummer: CM0023475



Einführung

Mrpl46 Kaninchen-poliklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf das mitochondriale große ribosomale Untereinheitsprotein mL46 (39S ribosomales Protein L46) ab, einer Komponente des mitochondrialen Ribosoms, die für die mitochondriale Translation essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mrpl46 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; 3110052F15Rik; Mrpl46
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26589
Gen-ID	67308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-283 von Maus-Mrpl46 (NP_075820.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9EQI8
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel