


Anti-Mrpl46 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H2W6

Artikelnummer: CM0018557



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MRPL46, ein mitochondriales ribosomales Protein mL46. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL46 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	LIECG2; P2ECSL; C15orf4; MRPL46
Spezies	Human
Gen-ID	26589
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 1-279 des humanen MRPL46 entspricht (NP_071446.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9H2W6
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel