


Anti-Mrpl51 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q4U2R6

Artikelnummer: CM0016629



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes mitochondriales ribosomales Protein MRPL51, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-MRPL51. Ideal für Studien an mitochondrialen Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL51 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CDA09, MRP64, bMRP64, HSPC241, MRPL51
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	51258
Gen-ID	51258
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-128 von humanem MRPL51 (NP_057581.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q4U2R6
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel