


Anti-Mrpl52 (Kd Validiert) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q86Ts9

Artikelnummer: CM0020541



Einführung

KD-validierter anti-MRPL52 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches mitochondriales ribosomales Protein L52 (14 kDa, Q86TS9). Geeignet für Studien zur mitochondrialen Translation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MRPL52 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	mL52, 39S ribosomales Protein L52, L52mt, MRP-L52, Mrpl52, RM52
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	122704
GenID	122704
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-123 von humanem MRPL52 (NP_848026.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86TS9
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel