

Polyklonaler Anti-Mrpl54-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P161

Artikelnummer: CM0014748



Einführung

MRPL54-Kaninchen-pAb detektiert spezifisch das humane mitochondriale Protein mL54 der großen ribosomalen Untereinheit (L54mt). Validiert für die Anwendungen WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Translation und von Ribosomen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL54-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	L54mt; MRP-L54; MRPL54
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	116541
GeneID	116541
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-138 des humanen MRPL54 (NP_758455.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6P161
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku