


Anti-Mrpl55 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z7F7

Artikelnummer: CM0019525



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MRPL55, ein mitochondriales ribosomales Protein. Validiert für WB und ELISA, ideal für die Erforschung der mitochondrialen Translation und Proteinsynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPL55 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	128308
Gen-ID	128308
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-128 von humanem MRPL55 enthält (NP_001308213.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q7Z7F7
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel