

Anti-Mrpl9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byd2

Artikelnummer: CM0018832



Einführung

KD-validierter kaninchen polyklonaler Antikörper gegen das mitochondriale Ribosomenprotein MRPL9, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes MRPL9 in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MRPL9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L9mt; MRPL9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	65005
GenID	65005
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 53-267 von menschlichem MRPL9 (NP_113608.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYD2
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Eisbeutel