


Anti-Mrps11 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P82912

Artikelnummer: CM0005185



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MRPS11, ein mitochondriales Ribosomenprotein. Validiert für WB, IF-P, ELISA und kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS11 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HCC-2; S11mt; MRP-S11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64963
GenID	64963
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 95-194 von humanem MRPS11 (NP_001308899.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P82912
Proteinmasse	21 kDa
Versand	Eispackung