


Anti-Mrps11 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P82912

Artikelnummer: CM0023147



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen MRPS11, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Detektiert mitochondriales Ribosomenprotein S11 bei Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von mitochondrialer Funktion und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MRPS11; HCC-2; MRP-S11; S11mt; mitochondriales Ribosomenprotein S11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64963
GenID	64963
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 95-194 von menschlichem MRPS11 (NP_001308899.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P82912
Proteinmasse	16kDa/20kDa
Versand	Eisbeutel