


Kaninchen-Polyclonaler Anti-Mrps12-Antikörper Für Wb, Elisa - O15235

Artikelnummer: CM0020367



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das humane mitochondriale ribosomale Protein MRPS12, geeignet für WB und ELISA. Für humane Proben validiert; erwartetes Molekulargewicht ca. 15 kDa. Ideal für die Erforschung der mitochondrialen Translation. UniProt: O15235.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRPS12; MPR-S12; MT-RPS12; RPMS12; RPS12; RPSM12; mitochondriales ribosomales Protein S12
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6183
Gen-ID	6183
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 20-138 des humanen CYB5R3 (NM_000398.7)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15235
Proteinmolekulargewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku