


Anti-Mrps12-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - O15235

Artikelnummer: CM0017880



Einführung

Für Western Blot und ELISA validierter polyklonaler MRPS12-Kaninchenantikörper. Ziel ist das humane mitochondriale ribosomale Protein S12 (O15235), ein essenzieller Bestandteil der kleinen Untereinheit für die mitochondriale Proteinsynthese. Ideal für Studien zu mitochondrialen Funktionsstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS12-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	RPS12; RPMS12; RPSM12; MPR-S12; MT-RPS12; MRPS12
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6183
GeneID	6183
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 30-138 des humanen MRPS12 (NP_203527.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15235
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku