


Anti-Mrps14-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - O60783

Artikelnummer: CM0015358



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane MRPS14 (uS14m), ein mitochondriales ribosomales Protein. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der mitochondrialen Translation und mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MRPS14-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	S14mt; COXPD38; MRP-S14; HSMRPS14; DJ262D12.2; MRPS14
Art	Mensch
GeneID	63931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-128 des humanen MRPS14 entspricht (NP_071383.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60783
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku